

HOSPITAL



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

LEON PLUS

Современная рабочая станция для проведения анестезии у взрослых, детей и новорожденных

- 15" цветной сенсорный дисплей
- Вентиляция с гарантированным дыхательным объемом - PCV - VTG
- Мониторинг пациента при регионарной анестезии - MON
- Вентиляция с поддержкой давлением PSV (ASSIST)
- **Режимы вентиляции:** IMV, SIMV, SPCV, Man./Spont, HLM
- Встроенный мультигазовый анализатор
- Просмотр до 4-х кривых в реальном времени
- Отображение трендов и дыхательных петель
- Неонатальная вентиляция –
Дыхательный Объем от **3 мл**
- Электронный смеситель газов, с диапазоном потоков от 200 мл/мин до 18 л/мин



LEON

Анестезиологическая рабочая станция

- 12" цветной сенсорный дисплей
- Вентиляция с поддержкой давлением PSV (опция)
- Мониторинг пациента при регионарной анестезии - MON
- **Режимы вентиляции:** IMV, SIMV, SPCV, Man./Spont, HLM
- Вентиляция по полуоткрытому, полузакрытому и закрытому контурам
- Встроенный мультигазовый анализатор (опция)
- Блок механических ротаметров
- Пневматический привод вентилятора



LEON MRI

Специально разработанная версия анестезиологической станции Leon для работы в условиях высокого магнитного поля

- Совместимость с системами МРТ от 1,5 до 3.0 Тесла
- Визуальные индикаторы тревоги
- Встроенным мониторинг за уровнем магнитного поля для правильного расположения аппарата в кабинете МРТ

Опции:

- Гарантированный дыхательный объем VTG
- Неонатальная вентиляция
- Внешний экран слежения



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Одноразовые картриджи с натронной известью LEONSORB PLUS и LEONSORB PREMIUM

- Максимальная эффективность при работе с минимальными и низкими потоками
- Объем одноразового абсорбера 1,15 кг
- Замена без остановки аппарата
- Снижение затрат

LEONSORB PLUS



LEONSORB PREMIUM



LÖWENSTEIN medical



Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
Bad Emsб Arzbacher Straße 80
T: +49 (0) 2603 9600-0
<https://en.hul.de/>

АО «ШИЛЛЕР.РУ»
Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 15, офис 401
Тел. +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru / www.schiller.ru

